

LV

EP.V.36120.00 | 01.2025

asecos[®]**SL**
LINE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Skābju un sārnu skapji

5 GADU GARANTIJA

Noslēdzot BASICPlus līgumu ar fiksētu 5 gadu termiņu, jums tiek piešķirta 5 gadu garantija jūsu drošības skapim.

Lai iegūtu vairāk informācijas par mūsu garantijas pakalpojumiem, lūdzu, dodieties uz:





SL-CLASSIC



SL.196.120.MV



SL.196.060.MH



SL.196.120.MV.WDC



SL.196.060.MH.WDC

SL-CLASSIC-UB



SL.060.140.UB.3T

SL.060.110.UB.2T
SL.060.110.UBM.2TSL.060.059.UB.T
SL.060.059.UB.TR
SL.060.059.UBM.T
SL.060.059.UBM.TR

SL.080.110.UB.2T

SL.080.059.UB.TR
SL.080.059.UB.T

SL.080.110.UB.2TC

SL.080.059.UB.TCR
SL.080.059.UB.TC

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,

pateicamies, ka iegādājāties mūsu uzņēmuma drošības skapi, ar kuru Jūs esat veicis izšķirošu ieguldījumu Jūsu ēkas drošībai. Mūsu drošības skapji nodrošina drošu un ērtu bīstamo vielu uzglabāšanu darba vietā.

Izlasiet šo lietošanas instrukciju ļoti rūpīgi. Detalizēti iepazīstieties ar mūsu drošības skapju priekšrocībām un lietošanas ērtumu. Tas jums atvieglo ikdienas darbu ar bīstamām vielām.

Liels paldies
Jūsu asecos komanda


1. PAZIŅOJUMI • POLITIKAS • GARANTĪJA	4
1.1. Vispārīgi drošības norādījumi	4
1.2. Garantija	4
1.3. Informācija par skapi	4
2. TRANSPORTS	4
2.1. Vispārīgas piezīmes	4
2.2. Skapja apgāšana	5
3. UZSTĀDĪŠANA • NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ • FUNKCIJA	5
3.1. Augsto skapju izlīdzināšana	5
3.2. Zemgaldā skapju izlīdzināšana	6
3.3. Mobils cokols	6
3.4. Augsto skapju apgāšanās drošība	7
3.5. Nodošana ekspluatācijā	7
4. AIZSLĒGŠANAS MEHĀNISMI	7
5. IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS	8
5.1. Izvelkamais plaukts	8
5.2. Plaukts ar uztvērējaplati • Uztvērējaplatē	8
5.3. Drošības kaste fluorūdeņražskābei	8
6. VENTILĀCIJA	8
6.1. Pievienojums pie tehniskās ventilācijas	8
7. UTILIZĀCIJA	9
8. TEHNISKĀ DROŠĪBAS PĀRBAUDE	9
9. TEHNISKAIS RASĒJUMS	10
9.1. Tehnisko datu tabula	11
9.2. Uzglabāšanas ietilpības tabula	11

1. PAZIŅOJUMI - POLITIKAS - GARANTĪJA

1.1. VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ievērojiet likumus un noteikumus, kas attiecas uz darbībām ar bīstamām vielām, kā arī šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
- Elektroinstalācijas darbi jāveic, iekārtas atvienojot no sprieguma un kvalificētiem elektriķiem - skatiet arī spēkā esošos nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus, VDE noteikumus un vietējā enerģijas piegādātāja noteikumus.
- Objektā jāievēro uzstādīšanas nosacījumi (piemēram, skapju pieskrūvēšana pie ēkas).
- Jāievēro tehniskā uzrauga norādījumi.
- Pārliecinieties, ka nepieciešamās drošības pārbaudes veic **tikai pilnvaroti speciālisti**, izmantojot **oriģinālās rezerves daļas**.
- Skapi izmantojiet tikai pēc instruktažas; nepiederošām personām ir jāaizliedz tam piekļūt.
- Durvju vēršanās zonai vienmēr jābūt brīvai, durvīm/atvilktnēm jābūt aizvērtām.
- Ievērojiet maksimālos glabāšanas daudzuma, slodzes u. c. ierobežojumus.
- Pirms drošības skapja pirmās lietošanas reizes lietotājam jāpārbauda, vai skapim nav bojājumu.
- Lai izvairītos no sprādzienbīstamas atmosfēras un kaitīgiem tvaikiem, ir stingri ieteicama pietiekama tehniskā ventilācija. Ievērojiet norādījumus par pieslēgšanu ventilācijas sistēmai.
- Pirms lietošanas/uzglabāšanas pārbaudiet skapja virsmas/iekšpuses elementu izturību pret ķīmisko vielu.
- Korozīvu šķidrumu vai gāzu uzglabāšana var ietekmēt pieplūdes un izplūdes gaisa noslēgšanas ierīču darbību.
- Augstie skapji (modeļi SL-CLASSIC) ir jāpiestiprina pie ēkas (skatīt punktu 3.4 šajā lietošanas instrukcijā).
- Zemgaldā skapjiem (modeļi SL-CLASSIC-UB) stiprināšana pie ēkas ir obligāta.

Uzstādīšana un vides apstākļi



1.2. GARANTĪJA

Par šī produkta garantiju vienojaties jūs (klients) un jūsu specializētais tirgotājs (pārdevējs). asecos kā ražotājs sniedz 24 mēnešu garantiju no piegādes datuma produktiem, kas minēti lietošanas instrukcijā. Visiem modeļiem, kā drošības tehnikas līdzekļiem, ir jāveic ikgadēja pārbaude, ko veic ražotāja pilnvarots speciālists. Pretējā gadījumā klienta garantijas prasība pret ražotāju zaudē spēku. Ņemiet vērā, ka garantijas prasība nav spēkā arī tad, ja tiek izurbti caurumi vai veikta pārbūve, nekonsultējoties ar ražotāju asecos.

1.3. INFORMĀCIJA PAR SKAPI

Pilnu modeļa pārskatu atradīsiet lietošanas instrukcijas sākumā.



Skapja dati: Borta rokasgrāmata (atrodas skapi)
Tehniskais rasējums: Pielikums
Tehniskie dati: Pielikumā iekļautā tabula

SL-LINE

Paredzēts agresīvu šķidrumu drošai un atbilstoši uzglabāšanai (nav paredzēts uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanai)

2. TRANSPORTS

2.1. VISPĀRĪGAS PIEZĪMES




UZMANĪBU:

Transportējiet skapi ar pacelēju stāvus, sasietu un nostiprinātu pret slīdēšanu līdz galīgajai uzstādīšanas vietai. Transportēšanas drošības ierīces durvju spraugās drīkstņņemt tikai tieši uzstādīšanas vietā!

Nepareiza transportēšana var izraisīt slēptos bojājumus! Mēs varam nodrošināt nepieciešamo kvalitāti tikai tad, ja skapi uz lietošanas vietu transportē mūsu speciāli apmācīts personāls. **Bojājumi skapim ir nekavējoties jāpaziņo rakstiski!**

2.2. SKAPJA APGĀŠANA



Uzmanību:

Skapja pagriešana jāveic vienmērīgi! Lietojot kāpņu robotu, ievērojiet ražotāja norādīto ierīces maksimālo celjspēju!


3. UZSTĀDĪŠANA - NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ - FUNKCIJA




PIEZĪME



Ja attālums starp durvīm un grīdu ir lielāks par 40 mm un mazāks par 120 mm, var izmantot atbilstošus durvju paneļus, lai novērstu iespējamu saspišanas risku kāju līmenī. Atbilstošus paneļus skapja modelim var pieprasīt bez maksas, rakstot uz service@asecos.com.

3.1. AUGSTO SKAPJU IZLĪDZINĀŠANA





3.2. ZEMGALDA SKAPJU IZLĪDZINĀŠANA




izgatavoti
no metāla




UZMANĪBU:

Modeļiem ar mobilo cokolu tas jānoskaidro jau iepriekš. Tikai pēc tam var nolīmeņot skapjus.

3.3. MOBILS COKOLS



3.4. AUGSTO SKAPJU APGĀŠANĀS DROŠĪBA



PIEZĪME

Kipra leņķa montāža tiek veikta tikai pēc tam, kad skapis ir izlīdzināts (skatīt punktu "Skapju izlīdzināšana").

Ja pievienotais dibelis nav piemērots esošajai mūra konstrukcijai, skapis jāpiestiprina pie grīdas aizmugurē ar ēķu vai jāizvēlas piemērots dibelis stiprināšanai.

Lūdzu, skatiet tehnisko datu lapu un montāžas norādījumus pievienotajam dibelim:



Vācu / Angļu



Citas valodas pieejamas tīmekļa vietnē

3.5. NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Pirms drošības skapja pirmās ekspluatācijas uzsākšanas lietotājam jāpārbauda, vai tas nav bojāts, piemēram, vai nav bojātu vai atdalītu blīvējošo elementu, vai ir pareizi noregulēti un pareizi darbojas durvju elementi (enges, slēdzenes, durvju aizvērējs un durvju atvēršanas sistēma, ja tāda ir). Izmantojiet skapi un piederumus tikai tad, ja tie ir atbilstoši stāvoklī.

4. AIZSLĒGŠANAS MEHĀNISMI

	1	2
SL-LINE		
SL-CLASSIC		
SL.196.120.MV	✓	
SL.196.060.MH.(R)	✓	
SL.196.120.MV.WDC		✓
SL.196.060.MH.WDC		✓
SL-CLASSIC-UB		
SL.060.140.UB.3T	✓	
SL.060.110.UB.2T	✓	
SL.060.059.UB.T(R)	✓	
SL.060.110.UBM.2T	✓	
SL.060.059.UBM.T(R)	✓	
SL.080.110.UB.2T	✓	
SL.080.059.UB.T(R)	✓	
SL.080.110.UB.2TC		✓
SL.080.059.UB.TC(R)		✓

- 1 Durvis pēc lietošanas vienmēr ir jāaizver. Aizvēršana vienmēr notiek ar roku.
- 2 Durvis ir pastāvīgi pašnoslēdzošas, izmantojot durvju aizvērēju.



Augstie skapji

Skapji ir aprīkoti ar profilcilindriskās slēdzenes



Zemgalda skapji

Skapji ir aprīkoti ar cilindriskās slēdzenes ar aizvēršanas stāvokļa indikatoru


5. IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS

5.1. IZVELKAMĀIS PLAUKTS




UZMANĪBU:

Izvelkamie plaukti ir stingri iebūvēti skapī un tiem ir izvilšanas drošība. Pēc lietošanas tie ir ar roku jāiebīda atpakaļ skapī. Katrs izvelkamais plaukts ir aprīkots ar šķidrumsnecaurlaidīgu plastmasas paplāti, kas kalpo kā noplūdes šķidrums uztvērējs. Skapji ar izvelkamiem plauktiem ir jāpiestiprina pie sienas ar apgāšanās drošību!



Noplūde



5.2. PLAUKTS AR UZTVĒRĒJPAPLĀTI • UZTVĒRĒJPAPLĀTE

Augstie skapji

Plaukts ar uztvērējpaplāti un režģi var tikt uzstādīts kā uzglabāšanas līmenis skapī

- Uztvērējpaplāte ar režģi lielapjoma konteineriem. Uzstādīšana tikai uz skapja grīdas (modelis SL.196.060.MH ne augšējā nodalījumā) Nav izmantojama kā uzglabāšanas līmenis skapī.



UZMANĪBU:

Lūdzu, skatiet atsevišķus savākšanas tilpumus tehnisko datu tabulā pielikumā.

5.3. DROŠĪBAS KASTE FLUORŪDENĀRAŽSKĀBEI

Augstais skapis

- Atsevišķi aizslēdzama drošības kaste ar integrētu uztvērējpaplāti atsevišķai fluorūdeņražskābes uzglabāšanai skapī.
- Drošības kaste tiek uzstādīta noteiktā vietā skapī.

6. VENTILĀCIJA




UZMANĪBU:

Uzglabājot agresīvas vielas, obligāti jānodrošina tehniskā ventilācija. Jāievēro ražotāja norādītais vismaz 30 reižu gaisa apmaiņas ātrums.

6.1. PIEVIENOJUMS PIE TEHNISKĀS VENTILĀCIJAS


Augstais skapis



[A] Padeves gaiss
[B] Izplūdes gaiss

Savienojuma uzgalis
montāžai uz skapja jumta ir
pievienots

Zemgalda skapis



[A] Padeves gaiss
[B] Izplūdes gaiss

7. UTILIZĀCIJA



Skapjus var izjaukt un sašķirot utilizācijai.

8. TEHNISKĀ DROŠĪBAS PĀRBAUDE

Skapji ir konstruēti un izgatavoti tā, lai nebūtu nepieciešami ievērojami apkopes darbi. Ja tiek konstatēti drošības ziņā būtiski bojājumi (piemēram, skābju un sārmu skapja blīves), operatoram ir jānodrošina, ka skapis pirms turpmākas lietošanas tiek atjaunots ar oriģinālajām detaļām.




KONTAKTINFORMĀCIJA


Ja rodas bojājumi vai sūdzības par mūsu produktiem (garantijas laikā un pēc garantijas termiņa beigām), lai pieprasītu drošības pārbaudes vai noslēgtu servisa līgumu, lūdzu, sazinieties ar mūsu servisa dienesta tālruni:

Tālrunis: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com


9. TEHNISKAIS RASĒJUMS



SL 196.120.MV




SL 196.120.MV.WDC




SL 196.060.MH


SL 196.060.MH.R



SL 196.060.MH.WDC





SL 060.140.UB.3T




SL 060.110.UB.2T


SL 060.110.UBM.2T

SL 060.059.UB.T
SL 060.059.UBM.TSL 060.059.UB.TR
SL 060.059.UBM.TR

SL 080.110.UB.2T




SL 080.110.UB.2TC



SL 080.059.UB.TR

SL 080.059.UB.T



SL 080.059.UB.TCR

SL 080.059.UB.TC

9.1. TEHNISKO DATU TABULA

Tabulas "Tehniskie dati" leģenda

- 1 Izmēri P x B x A ārējie
- 2 Izmēri P x B x A iekšpusē
- 3 Kopējais svars bez kravas (kg)
- 4 Maks. Slodze (kg)
- 5 Tilpums pie 30-kārtīgas gaisa apmaiņas (m³/h)
- 6 Diferenciālais spiediens pie 10-kārtīgas gaisa maiņas EK5/AK4 09-10 (Pa)

SL-LINE	1	2	3	4	5	6
SL 196.120.MV	1197 x 603 x 1965 mm	visi nodalījumi: 485 x 570 x 1869	215	300	31	10
SL 196.060.MH	597 x 603 x 1965 mm	augšā: 485 x 570 x 914 apakšā: 485 x 570 x 833	136	300	14	4
SL 196.060.MH.R	597 x 603 x 1965 mm	augšā: 485 x 570 x 914 apakšā: 485 x 570 x 833	136	300	14	4
SL 060.140.UB.3T	1400 x 570 x 600 mm	pa kreisi: 489 x 531 x 562 centrā: 489 x 531 x 562 pa labi: 281 x 531 x 562	66	100	11	3
SL 060.110.UB.2T	1100 x 570 x 600 mm	visi nodalījumi: 489 x 531 x 562	53	100	9	2
SL 060.059.UB.T	590 x 570 x 600 mm	488 x 531 x 562	35	100	4	1
SL 060.059.UB.TR	590 x 570 x 600 mm	488 x 531 x 562	35	100	4	1
SL 080.110.UB.2T	1100 x 570 x 800 mm	visi nodalījumi: 489 x 530 x 762	68	100	12	3
SL 080.059.UB.TR	590 x 570 x 800 mm	488 x 530 x 762	47	100	6	1
SL 080.059.UB.T	590 x 570 x 800 mm	488 x 530 x 762	47	100	6	1
SL 060.110.UBM.2T	1104 x 576 x 601 mm	visi nodalījumi: 489 x 531 x 562	64	100	9	2
SL 060.059.UBM.T	594 x 576 x 601 mm	488 x 531 x 562	49	100	4	1
SL 060.059.UBM.TR	594 x 576 x 601 mm	488 x 531 x 531	49	100	4	1
SL 196.120.MV.WDC	1197 x 603 x 1965 mm	visi nodalījumi: 485 x 570 x 1869	218	300	31	10
SL 196.060.MH.WDC	597 x 603 x 1965 mm	augšā: 485 x 570 x 914 apakšā: 485 x 570 x 833	140	300	14	4
SL 080.110.UB.2TC	1100 x 570 x 800 mm	visi nodalījumi: 489 x 530 x 762	73	300	12	3
SL 080.059.UB.TCR	590 x 570 x 800 mm	488 x 530 x 762	48	100	6	1
SL 080.059.UB.TC	590 x 570 x 800 mm	488 x 530 x 762	48	100	6	1

9.2. UZGLABĀŠANAS IETILPĪBAS TABULA

Tabulas "Uzglabāšanas ietilpība" leģenda

- Uzglabāšanas līmeņu krāvnese (kg)
 Savācamais tilpums (litri)
 Maksimālais tvertnes tilpums skapī (litri)

SL-LINE	1 Izvelkamais plaukts			2 Plaukts ar uztvērējaplati un režģi			3 Uztvērējaplatē ar režģi		
Iekārtas atsevišķas daļas									
	1	2	2	1	2	3	1	2	3
SL 196.120.MV	25	70	70	11	33	68	10	30	61,5
SL 196.060.MH	25	70	70	11	33	68	10	30	61,5
SL 196.060.MH.R	25	70	70	11	33	68	10	30	61,5
SL 196.120.MV.WDC	25	70	70	11	33	68	10	30	61,5
SL 196.060.MH.WDC	25	70	70	11	33	68	10	30	61,5
SL 060.140.UB.3T	25			11			10		
SL 060.110.UB.2T	25			11			10		
SL 060.059.UB.T	25			11			10		
SL 060.059.UB.TR	25			11			10		
SL 080.110.UB.2T	25			11			10		
SL 080.059.UB.TR	25			11			10		
SL 080.059.UB.T	25			11			10		
SL 060.110.UBM.2T	25			11			10		
SL 060.059.UBM.T	25			11			10		
SL 060.059.UBM.TR	25			11			10		
SL 060.110.UB.2TC	25			11			10		
SL 060.059.UB.TC	25			11			10		
SL 060.059.UB.TCR	25			11			10		

